

Wb、Elisa用抗Klf11ポリクローナル抗体 - O14901

商品番号: CM0023107

前書き

ウサギ由来ヒトKLF11に対するポリクローナル抗体。
WBおよびELISAでの検証済み。マウスおよびラット
と反応します。転写因子研究、TGF-
βシグナル伝達、アポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLF11 Rabbit pAb
備考/別名	FKLF; FKLf1; MODY7; TIEG2; Tieg3; KLF11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8462
GeneID	8462
免疫原	ヒトKLF11 (NP_003588.1) のアミノ酸13～107に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O14901
タンパク質分子量	55kDa
発送	氷袋