

## Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Klf12 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y4X4

商品番号: CM0023478

### 前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのKLF12  
ウサギpAb。ヒト、マウス、ラットのKLF12  
(AP2REP) を認識します。転写抑制およびAP-2-  
alpha遺伝子制御の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 製品名      | KLF12 ウサギpAb                                            |
| 備考/別名    | AP2REP; AP-2rep; HSPC122; KLF12                         |
| 種        | ヒト                                                      |
| 遺伝子ID    | 11278                                                   |
| 免疫原      | ヒト KLF12 (NP_009180.3) のアミノ酸220-310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース      | ウサギ                                                     |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                               |
| アプリケーション | WB, IHC-P, ELISA                                        |
| 交差反応性    | マウス、ラット                                                 |
| SWISS    | Q9Y4X4                                                  |
| タンパク質分子量 | 44kDa                                                   |
| 配送       | アイスバッグ                                                  |