

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Klf13 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y2Y9

商品番号: CM0021738

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのKLF13 ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのKLF13転写因子を標的とし、遺伝子制御、赤血球系譜、T細胞活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	KLF13 ウサギ pAb
備考/別名	BTEB3; FKLF2; NSLP1; RFLAT1; RFLAT-1; KLF13
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	51621
GeneID	51621
免疫原	ヒトKLF13 (NP_057079.2) のアミノ酸100-200に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2Y9
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ