

Wb、Elisa用抗Klf15ポリクローナル抗体 - Q9Uih9

商品番号: CM0030309



前書き

心線維化および心肥大に関与する転写調節因子であるヒトKLF15に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しています。ヒトと交差反応します。心臓および腎臓の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLF15 ウサギ pAb
備考/別名	KKLF; KLF15
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	28999
GeneID	28999
免疫原	ヒトKLF15 (NP_054798.1) のアミノ酸1~260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UIH9
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	保冷剤