

Anti-Klf15 Rabbit Polyclonal Antibody For If/Icc And Elisa - Q9Uih9

商品番号: CM0018078



前書き

ヒト KLF15 (Krueppel-like factor 15) に対するウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済み。転写調節、心筋線維化、および足細胞分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLF15 Rabbit pAb
備考/別名	KKLF; KLF15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	28999
GeneID	28999
免疫原	ヒト KLF15 (NP_054798.1) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UIH9
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ