

Anti-Klf4 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O43474

商品番号: CM0002428



前書き

WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA用として検証されたKLF4ラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのKLF4 (O43474)を検出。幹細胞、分化、上皮バリアの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLF4 Rabbit mAb
備考/別名	EZF; GKLF; KLF4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9314
GeneID	9314
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43474
タンパク質分子量	55 kDa
配送	氷袋