

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Klf4 ウサギポリクローナル抗体 - O43474

商品番号: CM0023907



前書き

ヒトKLF4を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。転写制御、幹細胞維持、上皮分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLF4 ウサギ pAb
備考/別名	EZF; GKLF; KLF4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9314
遺伝子ID	9314
免疫原	ヒトKLF4 (NP_004226.3) のアミノ酸180-479に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	O43474
タンパク質分子量	55kDa
輸送	保冷バッグ