

Wb、Ihc-P、Elisa対応 抗Klf4 ウサギポリクローナル抗体 - Q60793

商品番号: CM0031005



前書き

KLF4転写因子を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、パラフィン包埋免疫組織化学、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラット由来のKLF4を検出し、幹細胞、上皮生物学、発生研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLF4 Rabbit pAb
備考／別名	EZF; Zie; Gklf
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	9314
遺伝子ID	16600
免疫原	マウスKLF4 (NP_034767.2) のアミノ酸1～115番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q60793
タンパク質分子量	52 kDa
発送	保冷剤