

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Klf4ウサギポリクローナル抗体 - O43474

商品番号: CM0030968



前書き

ウェスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光、ELISAで検証されたウサギ抗KLF4ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。発生生物学、幹細胞、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLF4 Rabbit pAb
備考/別名	EZF; GKLF; KLF4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9314
遺伝子ID	9314
免疫原	KLF4 (NP_001300981.1) のアミノ酸1-115に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43474
タンパク質分子量	55kDa
配送	氷袋