

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Klf5 ウサギポリクローナル抗体 - Q13887

商品番号: CM0029857



前書き

Krueppel-like factor 5 (KLF5)

ウサギポリクローナル抗体（WB、IHC-P、ELISAで検証済み）。ヒトおよびマウスのKLF5を検出します。免疫原はN末端領域（アミノ酸1-250）に相当します。転写因子研究に適しています。Uniprotアクセッション番号 Q13887。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	KLF5 Rabbit pAb
備考/別名	CKLF, IKLF, BTEB2, KLF5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	688
免疫原	ヒトKLF5 (NP_001721.2) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13887
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスバッグ