

Anti-Klf7ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O75840

商品番号: CM0027937

前書き

CamelBioは、WBおよびELISAで検証済みの抗KLF7ポリクローナル抗体（ウサギ）を提供します。ヒトおよびマウスのKLF7（神経発生、代謝、および脂肪細胞分化に関与する転写因子）を検出します。研究用に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLF7 Rabbit pAb
備考/別名	UKLF; KLF7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8609
遺伝子ID	8609
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75840
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ