

抗Klf9ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13886

商品番号: CM0028764

前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗KLF9ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。概日リズム、ケラチノサイト増殖、転写調節の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLF9 Rabbit pAb
別名	BTEB; BTEB1; KLF9
種	ヒト
GeneID（ヒト）	687
GeneID	687
免疫原	組換えタンパク質 ヒトKLF9（NP_001197.1）のアミノ酸1〜150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13886
タンパク質分子量	27kDa
輸送方法	氷袋