


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Klhdc2ポリクローナル抗体 - Q9Y2U9

商品番号: CM0016177



前書き

WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済みのKLHDC2ウサギポリクローナル抗体。タンパク質品質管理に関与するCR L2 E3ユビキチンリガーゼの基質認識コンポーネントである、ヒトおよびマウスのKLHDC2を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	KLHDC2ウサギpAb
備考/別名	LCP; HCLP1; HCLP-1; KLHDC2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23588
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y2U9
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ