

Wb、If/Icc、Elisa用抗Klhdc3ポリクローナル抗体 - Q9Bq90

商品番号: CM0017227



前書き

ヒトKLHDC3に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。CR L2ユビキチンリガーゼ、C末端デグロン経路、減数分裂の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLHDC3 ウサギ pAb
備考/別名	PEAS; dj20C7.3; KLHDC3
種	ヒト
GeneID	116138
免疫原	ヒトKLHDC3 (NP_476502.1) のアミノ酸1〜382番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BQ90
タンパク質分子量	43kDa
発送	アイスバッグ