

Wb、Elisa用抗Klhl1ポリクローナル抗体 - Q9Nr64

商品番号: CM0016107

前書き

KLHL1ウサギpAbは、ヒトKelch様タンパク質1（KLHL1）を標的とするポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。KLHL1は脳細胞におけるアクチン細胞骨格の形成に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLHL1 ウサギ pAb
備考/別名	MRP2; KLHL1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	57626
GeneID	57626
免疫原	ヒトKLHL1 (NP_065917.1) のアミノ酸1～210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NR64
タンパク質分子量	83kDa
輸送方法	保冷剤