

## 抗Klhl11ウサギポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - Q9Nvr0

商品番号: CM0021481



### 前書き

ヒトKLHL11（Kelch-like protein 11、カリン-RING E3ユビキチンリガーゼ構成因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティングおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | KLHL11 ウサギpAb                                         |
| 備考/別名      | KLHL11                                                |
| 種          | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | 55175                                                 |
| 遺伝子ID      | 55175                                                 |
| 免疫原        | ヒトKLHL11のアミノ酸16-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_060613.1) |
| 由来         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性      | マウス, ラット                                              |
| SWISS      | Q9NVR0                                                |
| タンパク質重量    | 80kDa                                                 |
| 配送         | アイスパック                                                |