

抗Klhl15ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96M94

商品番号: CM0024077

前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗KLHL15ウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと反応します。基質特異性アダプターとしてCUL3 E3ユビキチンリガーゼに働き、DNA損傷修復とPP2A制御に関与するKLHL15を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLHL15 Rabbit pAb
別名	XLID103; HEL-S-305; KLHL15
種	ヒト
遺伝子ID	80311 (ヒト)
免疫原	ヒトKLHL15 (NP_085127.2) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96M94
タンパク質分子量	70kDa
発送	氷袋梱包