


Wb、Elisa用抗Klhl3ポリクローナル抗体 - Q9Uh77

商品番号: CM0013961



前書き

ヒトおよびマウスサンプルのウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのKLHL3ウサギポリクローナル抗体です。腎臓のイオン輸送、WNKキナーゼ分解、ユビキチン化経路の研究にご利用いただけます。研究開発および診断開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLHL3 Rabbit pAb
別名	PHA2D; KLHL3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26249
遺伝子ID	26249
免疫原	ヒトKLHL3 (NP_059111.2) のアミノ酸1～110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UH77
タンパク質分子量	65kDa
発送方法	保冷剤