

Ihc-P、Elisa用 Anti-Klhl42 ウサギポリクローナル抗体 - Q9P2K6

商品番号: CM0017071

前書き

IHC-

PおよびELISAアプリケーションでバリデーションされたAnti-KLHL42 (Ctb9, KLHDC5)

ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応し、E3ユビキチンリガーゼ複合体および分裂進行に関するKelch様タンパク質42を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLHL42 Rabbit pAb
備考/別名	Ctb9; KLHDC5; KLHL42
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57542
GeneID	57542
免疫原	組換えタンパク質 ヒトKLHL42 (NP_065833.1) のアミノ酸206-505に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9P2K6
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋