

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Klk1ポリクローナル抗体 - P06870

商品番号: CM0022987



前書き

ヒトKLK1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性KLK1を検出します。キニンノーゲンプロセッシング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLK1ウサギpAb
備考/別名	hK1; KLKR; Klk6; KLK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3816
GeneID	3816
免疫原	ヒトKLK1 (NP_002248.1) のアミノ酸25～262に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06870
タンパク質分子量	29 kDa
配送	保冷剤