

Wb、Elisa用 抗Klk15ウサギポリクローナル抗体 - Q9H2R5

商品番号: CM0024072

前書き

WBおよびELISAで検証済みのKLK15ウサギポリクローナル抗体。ヒトKLK15を検出し、マウスおよびラットとの交差反応性があります。プロテアーゼ研究およびバイオマーカー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLK15 Rabbit pAb
備考/別名	ACO; HSRNASPH; KLK15
種	ヒト
GeneID	55554
免疫原	ヒトKLK15 (NP_059979.2) のアミノ酸80-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9H2R5
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋