

ウェスタンブロッティング用 抗Klk3 ウサギ ポリクローナル抗体 - P07288

商品番号: CM0022867



前書き

ウサギ ポリクローナル 抗KLK3 (PSA)

抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスの前立腺特異抗原に反応。前立腺癌バイオマーカー研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLK3 ウサギ pAb
備考/別名	APS; PSA; hK3; KLK2A1; KLK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	354
GeneID	354
免疫原	組換えタンパク質 ヒトKLK3 (NP_001639.1) のアミノ酸30-261に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用可能アッセイ	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P07288
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	保冷バッグ