

Wb、Elisa用 Anti-Klk6 ポリクローナル抗体 - Q92876

商品番号: CM0016327



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションでバリデーションされたKLK6ウサギポリクローナル抗体。神経変性およびがん転移に関与するセリンプロテアーゼであるヒトカリクレイン-6を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLK6 Rabbit pAb
備考/エイリアス	hK6; Bssp; Klk7; SP59; PRSS9; PRSS18; KLK6
種	ヒト
遺伝子ID	5653
免疫原	ヒトKLK6 (NP_002765.1) のアミノ酸100からC末端までの配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92876
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋