

Wb、Elisa用 抗Klk6 ウサギポリクローナル抗体 - Q92876

商品番号: CM0015958



前書き

ヒトカリクレイン-

6 (KLK6、ニューロシン、PRSS9) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプル中のKLK6を検出します。神経変性疾患、癌浸潤、プロテアーゼ生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLK6 ウサギ pAb
備考/別名	hK6; Bssp; Klk7; SP59; PRSS9; PRSS18; KLK6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5653
GeneID	5653
免疫原	合成ペプチド、ヒトKLK6 (NP_002765.1) のアミノ酸100からC末端に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92876
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ