


Anti-Klkb1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P03952

商品番号: CM0029526



前書き

ヒトKLKB1（血漿カリクレイン）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。凝固、ブラジキニン、レニン-アンジオテンシン系の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLKB1 Rabbit pAb
備考/別名	PKK; PPK; KLK3; PKKD; KLKB1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3818
遺伝子ID	3818
免疫原	ヒトKLKB1 (NP_000883.2) のアミノ酸20-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P03952
タンパク質分子量	71kDa
配送	氷袋