

Wb、Elisa用 Anti-Klrbl ポリクローナル抗体 - Q12918

商品番号: CM0024705



前書き

WBおよびELISAで検証済みのKLRB1
ウサギpAb。ヒト、マウス、ラットのCD161/NKR-
P1Aを認識します。これは、細胞障害性および免疫調
節に参与する抑制性NK細胞受容体です。SWISS:
Q12918。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLRB1 ウサギpAb
備考/エイリアス	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRPIA; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3820
遺伝子ID	3820
免疫原	ヒトKLRB1 (NP_002249.1) のアミノ酸73-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12918
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋