

抗Klrc1ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P26715

商品番号: CM0016832



前書き

KLRC1ウサギポリクローナル抗体 (P26715)。WB、ELISAで検証済み。NK細胞およびT細胞上の免疫抑制受容体であるヒトNKG2-A/NKG2-Bを認識します。マウスと交差反応します。免疫腫瘍学および免疫チェックポイント研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLRC1ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	NKG2; NKG2A; CD159A; KLRC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3821
遺伝子ID	3821
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトKLRC1のアミノ酸96-215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_015567.1))
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P26715
タンパク質重量	26kDa
配送	アイスパック