

抗Klrc4ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、If-P、Elisa用） - O43908

商品番号: CM0016794

前書き

ヒトKLRC4（NKG2F）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、IF-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのNKG2-Fタンパク質を検出し、NK細胞受容体およびMHCクラスI研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLRC4 ウサギpAb
備考／別名	NKG2F; NKG2-F; KLRC4
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8302
遺伝子ID	8302
免疫原	ヒトKLRC4（NP_038459.1）のアミノ酸1～55番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43908
タンパク質分子量	18kDa
輸送方法	氷袋