

WbおよびElisa用 Anti-Klrd1 ポリクローナル抗体 - Q13241

商品番号: CM0022647



前書き

ヒトKLRD1 (CD94)

を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適し、ヒトおよびマウスとの交差反応性あり。NK細胞受容体生物学および免疫チェックポイント機構の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLRD1 ウサギ pAb
備考/別名	CD94; KLRD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3824
遺伝子ID	3824
免疫原	ヒトKLRD1 (NP_002253.2) のアミノ酸32-179に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13241
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ