

Wb、Elisa用 抗Klrk1ポリクローナル抗体 - P26718

商品番号: CM0028341



前書き

ヒト KLRK1/NKG2-D (SWISS: P26718)
を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスサンプル中のNKG2-Dを検出し、免疫監視および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLRK1 ウサギ pAb
備考/別名	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E; KLRK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22914
免疫原	ヒト KLRK1 (NP_031386.2) のアミノ酸77-216に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P26718
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ