

If/IccおよびElisa用 抗Klrk1 ウサギポリクローナル抗体 - P26718

商品番号: CM0018331



前書き

ヒトKLRK1（NKG2D）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IF/ICCおよびELISAで検証済み。NK細胞を介した免疫監視および免疫チェックポイント研究に最適です。保冷剤付きで発送されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLRK1 ウサギ pAb
備考/別名	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E; KLRK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22914
遺伝子ID	22914
免疫原	ヒトKLRK1（NP_031386.2）のアミノ酸50-150に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P26718
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷剤