

Anti-Kmt1B / Suv39H2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H5I1

商品番号: CM0005208



前書き

ヘテロクロマチン形成に重要なヒストンH3K9メチルトランスフェラーゼであるヒトKMT1B/SUV39H2を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、エピジェネティクスおよびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KMT1B / SUV39H2 Rabbit mAb
備考/別名	KMT1B; KMT1B / SUV39H2
種	ヒト
遺伝子ID	79723 (ヒト)
免疫原	ヒトKMT1B/SUV39H2のアミノ酸311-410に相当する合成ペプチド (UniProt: Q9H5I1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H5I1
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋