


WbおよびElisa用抗Kmt2Aポリクローナル抗体（Ko検証済み） - Q03164

商品番号: CM0015807



前書き

ヒトKMT2A（MLL、HRX）に対するウサギポリクローナル抗体。KO検証済み。WB、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。標的分子量432

kDa。エピジェネティクスおよび白血病研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] KMT2AウサギpAb
備考／別名	HRX; MLL; ALL1; GAS7; HTRX; MLL1; TRX1; ALL-1; CXXC7; HTRX1; MLL1A; WDST5; 2A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4297
遺伝子ID	4297
免疫原	ヒトKMT2A（NP_005924.2）のアミノ酸752～949に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03164
タンパク質分子量	432 kDa
配送	保冷バッグ