

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Kmt2B ウサギポリクローナル抗体 - Q9Umn6

商品番号: CM0019069



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのKMT2Bポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。エピジェネティック調節とがんに関与するヒストンメチルトランスフェラーゼKMT2Bを標的とします。体外診断研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KMT2B ウサギ pAb
備考/別名	HRX2; MLL2; MLL4; TRX2; WBP7; DYT28; MLL1B; MRD68; WBP-7; CXXC10; KMT2B
種	ヒト
遺伝子ID	9757
免疫原	ヒトKMT2B (NP_055542.1) のアミノ酸1370-1570に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UMN6
タンパク質分子量	294kDa
輸送	保冷バッグ