


Wb、If/Icc、Elisa用抗Kmt5A/Setd8ポリクローナル抗体 - Q9Nqr1

商品番号: CM0030528



前書き

ヒトKMT5A/SETD8を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAで使用可能で、マウスおよびラットと交差反応性を示します。エピゲネティクスおよび細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KMT5A/SETD8 ウサギpAb
別名	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; KMT5A/SETD8
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	387893
遺伝子ID	387893
免疫原	ヒトKMT5A/SETD8 (Q9NQR1) のアミノ酸1〜393番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQR1
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	氷袋