


Anti-Kmt5A/Setd8 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Nqr1

商品番号: CM0029677



前書き

KMT5A/SETD8

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおけるウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済みです。ヒトンメチル基転移酵素

KMT5A/SETD8 (43kDa)

を標的とし、H4K20のモノメチル化を介して重要な分裂および転写抑制因子として機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KMT5A/SETD8 ウサギ pAb
備考/別名	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; KMT5A/SETD8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	387893
遺伝子ID	387893
免疫原	ヒト KMT5A/SETD8 (NP_065115.3) のアミノ酸 73-352 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQRI
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ