

## Anti-Kmt5C Rabbit Polyclonal Antibody For If-P And Elisa - Q86Y97

商品番号: CM0027692



### 前書き

IF-PおよびELISA用KMT5C Rabbit Polyclonal Antibody

(SUV420H2)。ヒストンメチル基転移酵素KMT5Cを検出します。これは、H4K20のジメチル化およびトリメチル化に関与する重要な酵素であり、転写抑制およびDNA修復に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | KMT5C Rabbit pAb                                      |
| 備考/別名       | SUV420H2; Suv4-20h2                                   |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 84787                                                 |
| GeneID      | 84787                                                 |
| 免疫原         | ヒトKMT5C (NP_116090.2) のアミノ酸2-248に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション    | IF-P, ELISA                                           |
| 交差反応性       | ヒト                                                    |
| SWISS       | Q86Y97                                                |
| タンパク質分子量    | 52kDa                                                 |
| 配送          | アイスパック                                                |