

Anti-[Ko検証済み] カルパイン2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P17655

商品番号: CM0024023



前書き

カルパイン2触媒サブユニットを標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAで使用可能で、ヒト、マウス、ラットで検証済みです。細胞骨格リモデリングおよびシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] カルパイン2 ウサギpAb
別名	CANP2, mCANP, CANPL2, CANPml, 2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	824
遺伝子ID	824
免疫原	ヒトカルパイン2 (NP_001739.2) のアミノ酸350〜680に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17655
タンパク質分子量	80kDa
配送方法	氷袋