

Anti-[Ko Validated] Edf1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Jmg1

商品番号: CM0020338

前書き

マウスEdf1に対するウサギポリクローナル抗体。ノックアウト検証済み。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスのEdf1を検出します。Edf1は、内皮分化および代謝に関与する転写共活性化因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] Edf1 Rabbit pAb
備考/別名	MBF1; 0610008L11Rik; fl
種	マウス
GeneID (ヒト)	8721
GeneID	59022
免疫原	マウスEdf1 (NP_067494.1) のアミノ酸1-148に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9JMG1
タンパク質分子量	16kDa
配送	氷袋