

抗[Ko検証済み] Pd-1/Cd279 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q15116

商品番号: CM0029070



前書き

ヒトPD-

1/CD279に対するウサギポリクローナル抗体、ノックアウト検証済み。WBおよびELISAに適し、マウスおよびラットと交差反応性あり。免疫チェックポイント経路およびがん免疫療法の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] PD-1/CD279 ウサギ pAb
備考/別名	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-1; hSLE1; 79
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5133
GeneID	5133
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15116
タンパク質分子量	32kDa
配送	保冷バッグ