

Wb・Elisa用抗Kpna1ウサギポリクローナル抗体 - P52294

商品番号: CM0014778



前書き

WB及びELISA用のウサギ抗KPNA1ポリクローナル抗体。ヒト及びマウスと交差反応します。組換え免疫原で検証済み。インポーチン α -5を介した核輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KPNA1 Rabbit pAb
別名	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; KPNA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3836
GeneID	3836
免疫原	ヒトKPNA1 (NP_002255.3) のアミノ酸1-300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P52294
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	保冷剤