

抗Kpna1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P52294

商品番号: CM0023511



前書き

KPNA1（インポーチンサブユニット α -5）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。核輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KPNA1 ウサギpAb
備考/別名	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; KPNA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3836
遺伝子ID	3836
免疫原	ヒトKPNA1の1-300アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002255.3)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52294
タンパク質重量	60 kDa
配送	アイスバッグ