


Wb/Ip/Elisa用抗Kpna2ポリクローナル抗体 - P52292

商品番号: CM0022625



前書き

ヒトKPNA2/importinサブユニット α -1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。NLS認識およびKPNB1ドッキングを介した核タンパク質輸送における主要アダプターです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KPNA2ウサギpAb
備考/別名	QIP2; RCH1; IPOA1; PTAC58; SRP1alpha; SRP1-alpha; KPNA2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3838
遺伝子ID	3838
免疫原	ヒトKPNA2 (NP_002257.1) のアミノ酸1~290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P52292
タンパク質分子量	58kDa
配送	保冷バッグ