

Wb・Elisa用 抗Kpna2 ウサギモノクローナル抗体 - P52292

商品番号: CM0005113



前書き

ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示し、WBおよびELISAでの使用が検証済みのKPNA2ウサギモノクローナル抗体です。核輸送アダプタータンパク質であるインポーチンサブユニット α -

1 (P52292) を認識し、核細胞質トラフィッキングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KPNA2 Rabbit mAb
備考／別名	QIP2; RCH1; IPOA1; PTAC58; SRP1 α ; SRP1- α ; KPNA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3838
GeneID	3838
免疫原	合成ペプチド：ヒトKPNA2 (P52292) のアミノ酸1～100番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52292
タンパク質分子量	58kDa
輸送方法	保冷剤