

Anti-Kpna3 ラビットポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O00505

商品番号: CM0019915

前書き

ヒトKPNA3（インポートンα-4）を標的とするラビットポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。核タンパク質輸送、宿主-ウイルス相互作用、および遺伝性痙性対麻痺の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KPNA3 ラビット pAb
備考/別名	SRP1; SRP4; IPOA4; SPG88; hSRP1; SRP1gamma; KPNA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3839
GeneID	3839
免疫原	ヒトKPNA3 (NP_002258.2) のアミノ酸1-210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00505
タンパク質分子量	58kDa
配送	アイスバッグ