

Anti-Kpna3 ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応） - O00505

商品番号: CM0030311

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAアプリケーション向けの高品質なKPNA3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのKPNA3を認識します。インポーチンサブユニットアルファ4を標的とし、核タンパク質輸送および宿主-ウイルス相互作用において重要な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KPNA3 ウサギ pAb
備考/別名	SRP1, SRP4, IPOA4, SPG88, hSRP1, SRP1gamma, KPNA3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3839
免疫原	ヒトKPNA3 (NP_002258.2) のアミノ酸1-210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00505
タンパク質分子量	58kDa
配送	アイスバッグ