

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Kpna4ポリクローナル抗体 - O00629

商品番号: CM0024048



前書き

ヒトKPNA4（インポーチンサブユニットアルファ3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。核輸送およびインポートアッセイに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KPNA4 Rabbit pAb
備考/別名	QIPI; SRP3; IPOA3; KPNA4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3840
免疫原	ヒトKPNA4 (NP_002259.1) のアミノ酸1-240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00629
タンパク質分子量	58kDa
配送	アイスバッグ