

## Wb、Elisa用 Anti-Kpna5 ポリクローナル抗体 - O15131

商品番号: CM0029347



## 前書き

## KPNA5 Rabbit

pAbは、ヒトKPNA5（インポーチンサブユニット $\alpha$ -6）に対してウサギで作製されたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。核輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 製品名      | KPNA5 Rabbit pAb                                    |
| 備考/別名    | SRP6; IPOA6; KPNA5                                  |
| 種        | ヒト                                                  |
| 遺伝子ID    | 3841                                                |
| 免疫原      | ヒトKPNA5（NP_002260.2）のアミノ酸1-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来       | ウサギ                                                 |
| カテゴリ     | ポリクローナル抗体                                           |
| 適用       | WB, ELISA                                           |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS    | O15131                                              |
| タンパク質分子量 | 61 kDa                                              |
| 輸送       | 保冷バッグ                                               |