

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Kpna6 モノクローナル抗体 - O60684

商品番号: CM0006991



前書き

ヒトKPNA6（インポーチンα-7）特異的ウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。約60 kDaのバンドを検出。核タンパク質のインポートおよび輸送研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KPNA6 ウサギ mAb
備考/別名	IPOA7; KPNA6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23633
GeneID	23633
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60684
タンパク質分子量	60 kDa
発送	保冷バッグ