

Wb用Anti-Kpna6モノクローナル抗体 - O60684

商品番号: CM0006846



前書き

KPNA6 Rabbit PolymAb®は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのKPNA6 (importin alpha-7)、核内輸送アダプタータンパク質と反応します。I

VD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KPNA6 Rabbit PolymAb®
備考/別名	IPOA7; KPNA6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23633
遺伝子ID	23633
免疫原	合成ペプチド ヒトKPNA6 (NP_036448.1) のアミノ酸69-169内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60684
タンパク質分子量	60 kDa
配送	アイスバッグ